

Équipement et fourniture > Pharmacie > Premier secours >

Solution oculaire FLA



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Farmor
Utilisation	Recommandée lors de projections d'éléments solides, poussières, sciure. Recharge pour FAR008 .
Livré(e) avec	1 œillère ergonomique
Spécificité	Identique à un sérum physiologique.
Secteur - Page catalogue	11-33

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE DU FLACON (EN ML)
<u>FAR012</u>	100
<u>FAR013</u>	500