

Consommables de chantier
 > Vis et chevilles
 > Vis
 >

Vis a bois
 tête fraisée
 Pozidriv
 acier zingué bichromaté



Caractéristiques produit

Marque	GFD
Forme de l'empreinte	Pozidriv
Matière	Acier zingué bichromaté
Type de vis	Bois
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

GFDB001	13	3	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
GFDB002	15	3	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
GFDB003	17	3	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée plate
GFDB004	20	3	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
GFDB005	25	3	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée

<u>GFDB006</u>	30	3	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB007</u>	40	3	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB008</u>	15	3,50	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB009</u>	17	3,50	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB010</u>	20	3,50	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB011</u>	25	3,50	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB012</u>	30	3,50	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB013</u>	15	4	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB014</u>	17	4	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB015</u>	20	4	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB016</u>	25	4	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB017</u>	30	4	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB018</u>	35	4	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB019</u>	40	4	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB020</u>	50	4	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB021</u>	20	4,50	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB022</u>	25	4,50	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB023</u>	30	4,50	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB024</u>	35	4,50	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB025</u>	40	4,50	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB026</u>	45	4,50	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB027</u>	50	4,50	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB028</u>	20	5	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB029</u>	25	5	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB030</u>	30	5	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB031</u>	35	5	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB032</u>	40	5	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB033</u>	45	5	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB034</u>	50	5	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée plate
<u>GFDB035</u>	60	5	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB036</u>	30	6	Filetage total	200 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB037</u>	35	6	Filetage total	200 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB038</u>	40	6	Filetage total	200 pcs	Tête fraisée

<u>GFDB039</u>	45	6	Filetage total	200 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB040</u>	50	6	Filetage total	200 pcs	Tête fraisée plate
<u>GFDB041</u>	60	6	Filetage total	200 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB042</u>	70	6	Filetage total	200 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB043</u>	35	3	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB100</u>	40	3	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB101</u>	30	3,50	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB102</u>	35	3,50	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB103</u>	40	3,50	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB104</u>	45	3,50	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée plate
<u>GFDB105</u>	50	3,50	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB106</u>	35	4	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB107</u>	40	4	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB108</u>	45	4	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB109</u>	50	4	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB110</u>	60	4	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB111</u>	70	4	Filetage partiel	200 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB112</u>	40	4,50	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB113</u>	45	4,50	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB114</u>	50	4,50	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB115</u>	60	4,50	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB116</u>	70	4,50	Filetage partiel	200 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB117</u>	80	4,50	Filetage partiel	200 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB118</u>	50	5	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB119</u>	60	5	Filetage partiel	500 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB120</u>	70	5	Filetage partiel	200 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB121</u>	80	5	Filetage partiel	200 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB122</u>	90	5	Filetage partiel	200 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB123</u>	100	5	Filetage partiel	200 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB124</u>	120	5	Filetage partiel	200 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB125</u>	60	6	Filetage partiel	200 pcs	Tête fraisée plate
<u>GFDB126</u>	70	6	Filetage partiel	200 pcs	Tête fraisée
<u>GFDB127</u>	80	6	Filetage partiel	200 pcs	Tête fraisée

GFDB128	90	6	Filetage partiel	200 pcs	Tête fraisée
GFDB129	100	6	Filetage partiel	200 pcs	Tête fraisée plate
GFDB130	110	6	Filetage partiel	100 pcs	Tête fraisée
GFDB131	120	6	Filetage partiel	100 pcs	Tête fraisée
GFDB132	130	6	Filetage partiel	100 pcs	Tête fraisée
GFDB133	140	6	Filetage partiel	100 pcs	Tête fraisée
GFDB134	150	6	Filetage partiel	100 pcs	Tête fraisée
GFDB135	160	6	Filetage partiel	100 pcs	Tête fraisée
GFDB136	180	6	Filetage partiel	100 pcs	Tête fraisée
GFDB137	200	6	Filetage partiel	100 pcs	Tête fraisée
GFDB300	10	3	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée plate
GFDB301	35	3,50	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée
GFDB302	40	3,50	Filetage total	500 pcs	Tête fraisée